


	SOP STERILISASI ALAT GIGI		
	SOP	No. Dokumen : 193/SOP-UKP/2024	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit : 22 Februari 2024	
		Halaman : 1/2	
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			<u>Dina Inari Memoriny, AMK</u> NIP. 198511062010012023
1. Pengertian	Tindakan yang dilakukan secara fisik dan kimia untuk membuat alat menjadi sucihama, menghilangkan mikrobiologi hidup, termasuk bakteri, kuman patogen dan spora.		
2. Tujuan	Sebagai acuan langkah-langkah penerapan pelaksanaan sterilisasi alat gigi.		
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Pulau Tiga Nomor 017/PKM/2024, tentang Pedoman/Panduan SOP, Kerangka Acuan Kegiatan Penyelenggaraan UKP.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor:HK.01.-07/Menkes/1513/2022 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut		
5. Prosedur/langkah-langkah	- Persiapan alat dan bahan - Sterilisator - Sikat - Handuk/Lap - Disinfektan (Chlorin) - Sabun - Petugas yang melaksanakan - Dokter gigi - Perawat gigi - Langkah-langkah - Alat yang sudah dipakai dicuci kemudian direndam dengan klorin selama 10 menit - Setelah direndam alat dibilas dengan air bersih yang mengalir - Setelah dibilas alat dikeringkan dengan handuk/lap bersih - Alat yang sudah kering disterilisasi dengan menggunakan sterilisator - Alat yang sudah steril disimpan di tempat nya kembali		
6. Diagram Alir			

UPTD Puskesmas Pulau Tiga	SOP STERILISASI ALAT GIGI			Dina Inari Memoriny, AMK NIP. 198511062010012023
	SOP	No. Dokumen : 193/SOP-UKP/2024		
		No. Revisi : -		
		Tanggal Terbit : 22 Februari 2024		
		Halaman : 2/2		
	Petugas bilas alat dengan air mengalir Petugas sterilisasi alat dengan sterilisator Petugas simpan alat steril di tempatnya kembali Dokumentasi			
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	Teliti dan hati-hati pada saat mencuci alat			
8. Unit terkait	1. Pelayanan Poli Gigi 2. Ruang Steriliasi			
9. Dokumen terkait	Jadwal sterilisasi alat-alat gigi			
10. Rekaman Historis Perubahan				
No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan tanggal

	SOP STERILISASI ALAT GIGI		
	DAFTAR TILIK	No. Dokumen :	
		No. Revisi : -	
		Tanggal Terbit :	
		Halaman : 1/1	
UPTD Puskesmas Pulau Tiga			<u>Dina Inari Memoriny, AMK</u> NIP. 198511062010012023

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :

NO	KEGIATAN	YA	TIDAK
1.	Apakah alat yang sudah dipakai dicuci kemudian direndam dengan chlorin selama 10 menit		
2.	Apakah setelah direndam alat dibilas dengan air bersih yang mengalir		
3.	Apakah setelah dibilas alat dikeringkan dengan handuk/lap yang bersih		
4.	Apakah alat yang sudah kering disterilisasi dengan menggunakan sterilisator		
5.	Apakah alat yang sudah steril disimpan ditempatnya kembali		
Jumlah			

Compliance rate (CR) = $\frac{YA}{YA+TIDAK} \times 100\% = \dots\%$

Pulau Tiga, 2024
Pelaksana/Auditor

NIP.

